

Artikelnummer: 25383

Augenspülflasche mit gepufferter Spüllösung BioPhos®74, 250 ml



Produktbeschreibung

- Inhalt: 250 ml
- Spülzeit: ca. 2,5 Minuten
- **Mindestbestellmenge: 5 Stück**
- bei Verätzung von Auge und Haut durch starke Säuren oder Laugen
- besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe
- Zellschädigungen nach der Spülung werden weitgehend reduziert
- in chemischen Laboren, Chemiebetrieben, Industrie, Polizei, Militär und Feuerwehr gebrauchbar
- für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer
- mit ergonomischen Spülkopf und Staubkappe

Hinweis: Nach der Anwendung sollte mit physiologischer Natriumlösung (Art. 25382) oder Wasser nachgespült werden!

Produkteigenschaften

Mindestbestellmenge	5 Stk.
Inhalt	250 ml
Spülzeit	ca. 2,5 min.